

Anticorps Monoclonal Apc Conjugué De Lapin Anti-Cd3E Humain Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P07766

Numéro d'article: CM0004151



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain (CD3E), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour la recherche sur l'activation des lymphocytes T et la réponse immunitaire. Réagit avec l'espèce humaine. Correspond à l'entrée UniProt P07766.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rabbit anti-Human cCD3 mAb
Remarques / Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac isotherme