

Anticorps Monoclonal De Lapin Conjugué À L'apc Dirigé Contre Le Cd62L/L-Selectine Humaine Pour Cytométrie En Flux - P14151

Numéro d'article: CM0012805



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre la CD62L/L-selectine humaine (SELL). Conçu pour la cytométrie en flux (FC) afin de détecter la L-selectine, une molécule d'adhésion cellulaire qui médie l'accrochage et le roulement des leucocytes. Adapté pour les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC de lapin anti-CD62L/L-Selectine humaine
Remarques / Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	6402
GeneID	6402
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-332 de la CD62L/L-Selectine humaine (NP_000646.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Humaine
SWISS	P14151
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac isotherme