

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Foxp3 Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - Q99Jb6

Numéro d'article: CM0012414



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC dirigé contre le Foxp3 de souris (scurfin), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire (FC intra). Détecte la protéine Foxp3 de souris à environ 47 kDa. Idéal pour l'étude du développement des lymphocytes T régulateurs (Treg) et de l'homéostasie immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Souris Foxp3 mAb
Remarques/Alias	sf; JM2; scurfin
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	50943
GeneID (Souris)	20371
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Foxp3 de souris (NP_473380.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q99JB6
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace