

Anticorps Monoclonal Souris Anti-Humain Cd11B Apc Pour Cytométrie En Flux - P11215

Numéro d'article: CM0008220



Introduction

Anticorps monoclonal souris conjugué à l'APC ciblant le CD11b humain (Intégrine alpha-M) validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'immunité innée, de l'adhésion cellulaire et des neutrophiles/monocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Souris anti-Humain CD11b mAb
Remarques/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3684
GeneID	3684
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide synthétisé dérivé du CD11b humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P11215
Poids Protéique	127kDa
Expédition	Sac de glace