

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd11C Humain Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P20702

Numéro d'article: CM0010354



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'APC ciblant le CD11c humain (ITGAX) pour la cytométrie en flux. Réagit avec l'intégrine alpha-X des monocytes et des granulocytes humains, adapté à la recherche sur les réponses inflammatoires et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD11c humain de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	CD11C ; SLEB6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3687
GeneID	3687
Immunogène	Protéine recombinante CD11c humaine.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P20702
Poids de la protéine	128 kDa
Expédition	Sac de glace