


Anticorps Monoclonal Apc Souris Anti-Humain Cd1A Pour Cytométrie En Flux - P06126

Numéro d'article: CM0012327



Introduction

Anticorps monoclonal APC souris anti-humain CD1a conçu pour la cytométrie en flux. Détecte le CD1a, une protéine de présentation d'antigène sur les cellules T, les cellules dendritiques et les cellules de Langerhans. Réagit avec l'humain. Soutenu par l'approvisionnement complet en matières premières IVD de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AcM APC Souris anti-Humain CD1a
Remarques/Alias	R4; T6; CD1; FCB6; HTA1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	909
ID de Gène	909
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétisé dérivé du CD1a humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P06126
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace