

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd3 Humain Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0012148



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'APC dirigé contre la chaîne epsilon du CD3 humain, validé pour la cytométrie en flux. Spécifique du récepteur de surface des lymphocytes T, avec un poids moléculaire prédit de 23 kDa. Idéal pour le profilage immunitaire, l'activation des lymphocytes T et les études de signalisation.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Ac monoclonal de souris anti-CD3 humain conjugué à l'APC
Remarques/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Protéine recombinante Protéine recombinante du CD3 humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07766
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac réfrigérant