

Anticorps Monoclonal Souris Anti-Humain Cd42A (Gpix) Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P14770

Numéro d'article: CM0003995



Introduction

Anticorps monoclonal souris conjugué à l'APC ciblant le CD42a humain (GPIX/GP9), validé pour la cytométrie en flux. Spécifique de la sous-unité glycoprotéique IX plaquettaire du complexe GPIb-V-IX. Convient pour la recherche sur l'hémostase, l'adhésion plaquettaire et le syndrome de Bernard-Soulier.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	APC Souris anti-Humain CD42a mAb
Remarques/Alias	GPIX; CD42a
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2815
GenelD	2815
Immunogène	Protéine recombinante du CD42a humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P14770
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace