

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd45Ro Humain Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0012040



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'APC, spécifique de CD45RO humain, une isoforme de l'antigène leucocytaire commun PTPRC. Adapté à la cytométrie en flux (FC) dans les études d'activation des lymphocytes T et de profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de souris anti-CD45RO humain conjugué à l'APC
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	5788
ID du gène	5788
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétisé dérivé de CD45RO humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P08575
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace