

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd56 Humain Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0012255



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'APC ciblant le CD56 humain (NCAM1), validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire neuronale, des mécanismes d'entrée virale et de la biologie des cellules NK. Réagit avec les isoformes protéiques humaines allant de 40 à 95 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM APC anti-CD56 humain
Remarques/Alias	CD56 ; NCAM ; MSK39
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4684
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du CD56 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids moléculaire de la protéine	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
Expédition	Glacière isotherme