

Apc Souris Anti-Humain Cd62P/P-Sélectine Mac - P16109

Numéro d'article: CM0012323



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'APC ciblant le CD62P/P-sélectine humain. Validé pour la cytométrie en flux, adapté à l'étude du roulement leucocytaire, de l'adhésion cellulaire et de l'inflammation dans des modèles endothéliaux et plaquettaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	APC Souris anti-humain CD62P/P-sélectine mAb
Remarques / Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6403
GeneID	6403
Immunogène	Protéine recombinante de CD62P/P-sélectine humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16109
Poids de la protéine	91kDa
Expédition	Sachet de glace