

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Tcr A/B Humain Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P01848

Numéro d'article: CM0004324



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'APC ciblant la région constante de la chaîne alpha du TCR humain (TRAC). Validé pour la détection par cytométrie en flux (FC) des cellules T humaines TCR α/β +. Idéal pour l'immunophénotypage et les études sur le récepteur des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM anti-TCR α/β humain de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	IMD7 ; TCRA ; TRA@
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6955
Identifiant du gène	6955
Immunogène	Protéine recombinante du TCR α/β humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01848
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace