

Apc Lapin Anti Ddddk-Tag Mab - Marqueur Ddddk

Numéro d'article: CM0005907

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre la marque DDDDK, adapté pour la cytométrie en flux (FC), y compris le marquage intracellulaire. Une réactivité croisée indépendante de l'espèce assure une large utilité dans la détection de protéines marquées et les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	APC Lapin anti DDDDK-Tag mAb
Remarques/Alias	DDDDK ; Marqueur DDDDK ; DDDDK-tag
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à la marque DDDDK
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, FC (intra)
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace