

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Igg De Chèvre (Fragment Fc) Conjugué À L'apc

Numéro d'article: CM0012313

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC, spécifique du fragment Fc de l'IgG de chèvre. Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC). Permet la détection des immunoglobulines de chèvre dans les immunoessais multiplexés et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IgG de chèvre (fragment Fc) conjugué à l'APC
Espèce	Chèvre
Immunogène	Protéine recombinante du fragment Fc de l'IgG de chèvre
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Chèvre
Expédition	Sac réfrigérant