


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Annexine A1/Anxa1 Humaine Conjugué À L'apc Pour Fc - P04083

Numéro d'article: CM0008806



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'Annexine A1/ANXA1 humaine. Conçu pour les applications de cytométrie en flux avec des échantillons humains. L'Annexine A1 est une protéine de liaison aux phospholipides dépendante du calcium impliquée dans les réponses anti-inflammatoires, la différenciation des lymphocytes T et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Annexine A1/ANXA1 Humaine conjugué à l'APC
Remarques/Alias	ANX1 ; LPC1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	301
Identifiant du gène	301
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-346 de l'Annexine A1/ANXA1 humaine (NP_000691.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P04083
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace