

Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Cd10 Humain Pour Cytométrie En Flux - P08473

Numéro d'article: CM0008036



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD10 humain (CALLA/neprilysine) pour cytométrie en flux. Reconnaît la métalloprotéase codée par le gène MME impliquée dans la dégradation des peptides opioïdes et du facteur ANF. Validé sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-CD10 humain mAb
Remarques/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4311
ID de gène	4311
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-750 du CD10 humain (NP_000893.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08473
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace