

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd117/C-Kit Conjugué Apc De Lapin Pour Fc - P10721

Numéro d'article: CM0008159



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué APC contre le CD117/c-Kit humain (P10721) pour la cytométrie en flux. Cette tyrosine kinase réceptrice de 110 kDa est essentielle pour l'hématopoïèse, le maintien des cellules souches et le développement des mastocytes. Convient pour les applications de recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal anti-Humain CD117/c-Kit conjugué APC de lapin
Remarques/Alias	PBT ; SCFR ; C-Kit ; CD117 ; MASTC
Espèce	Humain
GenelD	3815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-520 du CD117/c-Kit humain (NP_000213.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10721
Poids moléculaire de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace