

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Cd11A Conjugués À L'apc Pour Fc - P20701

Numéro d'article: CM0004467



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD11a humain (Intégrine alpha-L, LFA-1) pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de l'adhésion des leucocytes, de la migration et de la formation de la synapse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Lapin anti-Humain CD11a mAb
Remarques/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3683
ID de Gène	3683
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-340 du CD11a humain (NP_002200.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P20701
Poids Protéique	118kDa/129kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace