


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Cd123 Conjugués À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P26951

Numéro d'article: CM0008182



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD123 humain (IL-3R α) pour la cytométrie en flux (FC). Convient pour la recherche hématopoïétique ; reconnaît le CD123 humain avec un poids protéique d'environ 43 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Lapin anti-Humain CD123 mAb
Remarques/Alias	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Espèce	Humain
ID de Gène	3563
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-378 du CD123 humain (NP_002174.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P26951
Poids Protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace