

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd153 Humain Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P32971

Numéro d'article: CM0012385

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD153 humain (CD30L, TNFSF8). Reconnaît le CD153 humain et a été validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la prolifération des lymphocytes T et de l'interaction CD30/CD153.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD153 humain conjugué à l'APC
Remarques/Alias	CD153 ; CD30L ; CD30LG ; TNLG3A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	944
GeneID	944
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63 à 234 du CD153 humain (NP_001235.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P32971
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace