

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Cd161 Pour Fc - Q12918

Numéro d'article: CM0004561



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD161 (KLRB1) humain. Immunogène recombinante dérivée des acides aminés 67-225. Validé pour la cytométrie en flux. Adapté aux études d'immunophénotypage des cellules NK et des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain CD161
Remarques / Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3820
Identifiant du gène	3820
Immunogène	Protéine recombinante; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-225 du CD161 humain (NP_002249.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q12918
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac isotherme