

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Cd162/Psgl-1 Pour Cytométrie En Flux - Q14242

Numéro d'article: CM0008579



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD162/PSGL-1 (P-selectin glycoprotein ligand 1) humain, validé pour la cytométrie en flux. Adapté pour l'étude du roulement des leucocytes, de l'adhésion et pour la recherche sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain CD162/PSGL-1
Remarques / Alias	CLA ; CD162 ; PSGL1 ; PSGL-1
Espèce	Humain
ID du gène	6404
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-295 du CD162/PSGL-1 humain (NP_002997.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14242
Expédition	Sac de glace