


Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Cd172A/Sirpα Pour Cytométrie En Flux - P78324

Numéro d'article: CM0012715



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC dirigé contre CD172a/SIRPα humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire ; adapté à l'analyse de cellules vivantes de l'expression de SIRPα sur les cellules myéloïdes. Idéal pour la recherche immunologique et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain CD172a/SIRPα
Remarques/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Espèce	Humain
GeneID	140885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-370 de CD172a/SIRPα humain (NP_542970.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78324
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigéré