

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Cd177 Pour Cytométrie En Flux - Q8N6Q3

Numéro d'article: CM0004474

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD177 humain (PRV-1, NB1 GP). Validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec l'espèce humaine. Adapté à la recherche sur les neutrophiles et la polycythémie vraie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain CD177
Remarques / Alias	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	57126
GenelD	57126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-407 du CD177 humain (NP_065139.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N6Q3
Poids de la protéine	15kDa/27kDa/46kDa
Expédition	Sac isotherme