

Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Human Cd185/Cxcr5 Pour Fc - P32302

Numéro d'article: CM0010017

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD185/CXCR5 (BLR1) humain, un récepteur de chimiokine impliqué dans la migration des lymphocytes B et les lymphomes. Validé pour la cytométrie en flux. Protéine membranaire d'environ 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Human CD185/CXCR5 mAb
Remarques/Alias	BLR1 ; CD185 ; MDR15
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	643
ID de gène	643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-47 du CD185/CXCR5 humain (NP_033981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32302
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace