

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Cd196/Ccr6 Pour Fc - P51684

Numéro d'article: CM0005074



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre CD196/CCR6 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude du trafic des cellules immunitaires médié par les récepteurs de chimiokines et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain CD196/CCR6
Remarques / Alias	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1235
GeneID	1235
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51684
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace