


Anticorps Monoclonal Anti-CD1B Humain Conjugué À L'apc De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P29016

Numéro d'article: CM0005125



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD1B humain conjugué à l'APC de lapin pour la cytométrie en flux (FC). Spécifique à l'humain, validé pour la cytométrie en flux, ciblant CD1B (P29016), une glycoprotéine de surface des cellules T qui présente des antigènes lipidiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-CD1B humain de lapin conjugué à l'APC
Remarques/Alias	R1 ; CD1 ; CD1A
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	910
GenelD	910
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29016
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa / 30 kDa
Expédition	Sac de glace