


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Humain Cd1C Pour Cytométrie En Flux - P29017

Numéro d'article: CM0010711



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD1c humain (BDCA1), validé pour la cytométrie en flux. Détecte une glycoprotéine présentant des antigènes lipidiques sur les cellules immunitaires, adapté à la recherche en immunologie et sur les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC de lapin anti-humain CD1c
Remarques / Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	911
ID du gène	911
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-298 du CD1c humain (NP_001756.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29017
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace