


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Humain Cd209/Dc-Sign Pour Fc - Q9Nnx6

Numéro d'article: CM0009803



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD209/DC-SIGN humain (Q9NNX6). Validé pour la cytométrie en flux, il permet la détection précise des cellules dendritiques et l'étude de la réponse immunitaire, de la reconnaissance des pathogènes et des interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC de lapin anti-humain CD209/DC-SIGN
Remarques/Alias	CDSIGN ; CLEC4L ; DC-SIGN ; DC-SIGN1 ; hDC-SIGN
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	30835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-404 de CD209/DC-SIGN humain (NP_066978.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NNX6
Poids de la protéine	4kDa/18kDa/30kDa/33kDa/35kDa/37kDa/41kDa/43kDa/45kDa
Expédition	Sachet de glace