


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd213A1/IL-13R α 1 Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P78552

Numéro d'article: CM0011514



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant CD213a1/IL-13R α 1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la signalisation IL-13/IL-4, de l'expression des antigènes cancer/testicule et de la biologie des récepteurs aux cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD213a1/IL-13R α 1 conjugué à l'APC
Remarques/Alias	NR4 ; CT19 ; CD213A1 ; IL-13Ra
Espèce	Humaine
GeneID	3597
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29 à 343 de CD213a1/IL-13R α 1 humain (NP_001551.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P78552
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Poche de glace