

Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Human Cd228/Mfi2 Pour Cytométrie En Flux - P08582

Numéro d'article: CM0005482



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD228/Mélanotransferrine humaine (MFI2). Validé pour la cytométrie en flux, adapté pour la recherche sur le captage du fer, le mélanome et les domaines connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	APC Lapin anti-Human CD228/MFI2 mAb
Remarques/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4241
GeneID	4241
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-708 du CD228/MFI2 humain (NP_005920.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08582
Poids moléculaire	32kDa/80kDa
Expédition	Sac de glace