

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd244/2B4 Humain Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - Q9Bzw8

Numéro d'article: CM0012800

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre CD244/2B4 humain (SLAMF4) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur 2B4 des cellules tueuses naturelles impliqué dans l'activation des cellules NK. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m anti-CD244/2B4 humain de lapin conjugué à l'APC
Remarques/alias	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51744
ID du gène	51744
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 22 et 221 de CD244/2B4 humain (NP_001160135.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9BZW8
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace