

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd261/Trail-R1 Humain Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - 000220

Numéro d'article: CM0012066



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant CD261/TRAIL-R1 humain (DR4, TNFRSF10A) pour la cytométrie en flux. Reconnaît un récepteur de mort de 50 kDa impliqué dans l'apoptose induite par TRAIL et l'activation de NF-kB. Réactivité humaine validée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD261/TRAIL-R1 humain conjugué à l'APC
Remarques/Alias	TNFRSF10A ; APO2 ; CD261 ; DR4 ; TRAILR-1 ; TRAILR1 ; membre 10a de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8797
GeneID	8797
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-232 de CD261/TRAIL-R1 humain (NP_003835.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	000220
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Avec poche de glace