

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd27 Humain Conjugué À L'apc Pour Fc - P26842

Numéro d'article: CM0010999



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD27 humain de haute qualité conjugué à l'APC (clone non spécifié), validé pour la cytométrie en flux (FC). Adapté à l'étude de l'expression des récepteurs de points de contrôle immunitaire costimulateurs sur les lymphocytes T, les cellules NK et les lymphocytes B dans la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD27 humain conjugué à l'APC
Remarques/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
Espèce	Humain
ID de gène	939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 21-192 du CD27 humain (NP_001233.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26842
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace