

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd270/Hvem Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - Q92956

Numéro d'article: CM0011155



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD270/HVEM (TNFRSF14) conjugué à l'APC, conçu pour les applications de cytométrie en flux dans la recherche en immunologie et en virologie. Détecte le CD270 endogène sur les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Ac anti-humain CD270/HVEM de lapin conjugué à l'APC
Alias	TNFRSF14 ; ATAR ; CD270 ; HVEA ; HVEM ; LIGHTR ; TR2 ; membre 14 de la superfamille des récepteurs du TNF
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8764
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39 à 162 du CD270/HVEM humain (NP_003811.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q92956
Poids moléculaire	21 kDa/30 kDa
Expédition	Sac de glace