

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd271/Ngfr Conjugué À L'apc Pour Fc - P08138

Numéro d'article: CM0008271



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à l'APC contre le CD271/NGFR humain (p75NTR) pour les applications de cytométrie en flux. Idéal pour étudier la signalisation des neurotrophines, le développement neuronal et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD271/NGFR conjugué à l'APC
Remarques/Alias	CD271 ; p75NTR ; TNFRSF16 ; p75(NTR) ; Gp80-LNGFR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4804
GeneID	4804
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08138
Poids moléculaire de la protéine	35kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace