

Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Human Cd275/B7-H2/Icosl Pour Fc - O75144

Numéro d'article: CM0011879



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD275 humain (ligand ICOS) validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la costimulation des lymphocytes T, de la biologie des points de contrôle immunitaire et de la différenciation des lymphocytes B. SWISS : O75144.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Human CD275/B7-H2/ICOSL mAb
Remarques/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espèce	Humain
GeneID	23308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-256 du CD275/B7-H2/ICOSL humain (NP_056074.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O75144
Poids de la protéine	20kDa/33kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace