

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd33 Humain Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P20138

Numéro d'article: CM0009523



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD33 humain (Siglec-3, identifiant de gène 945), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier les cellules de la lignée myéloïde, les microglies et les blastes de LAM. SWISS : P20138.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD33 humain conjugué à l'APC
Remarques/Alias	p67 ; SIGLEC3 ; SIGLEC-3
Espèce	Humain
GeneID	945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-259 du CD33 humain (NP_001763.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20138
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace