


## Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Humain Cd38 Pour Fc - P28907

Numéro d'article: CM0012050



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD38 humain, adapté pour la cytométrie en flux. Cible l'ADP-ribosyl cyclase/hydrolase cyclique de l'ADP-ribose 1 (P28907), impliquée dans la signalisation calcique et l'activation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | mAc Lapin anti-Humain CD38 APC                                                                                         |
| Remarques/Alias     | ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1                                                                                                |
| Espèce              | Humain                                                                                                                 |
| ID de gène (Humain) | 952                                                                                                                    |
| ID de gène          | 952                                                                                                                    |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907). |
| Source              | Lapin                                                                                                                  |
| Catégorie           | Anticorps monoclonaux                                                                                                  |
| Application         | FC                                                                                                                     |
| Réactivité croisée  | Humain                                                                                                                 |
| SWISS               | P28907                                                                                                                 |
| Poids moléculaire   | 13kDa/34kDa                                                                                                            |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                           |