


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Humain Cd40 Pour Fc - P25942

Numéro d'article: CM0012741



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD40 humain (TNFRSF5, Bp50) validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche en immunologie, en oncologie et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc APC Lapin anti-Humain CD40
Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espèce	Humain
ID de gène	958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-193 du CD40 humain (NP_001241.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
Accès UniProt	P25942
Poids moléculaire calculé	31kDa
Condition d'expédition	Sac de glace