

Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Human Cd42B Pour Fc - P07359

Numéro d'article: CM0004068



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD42b humain (GP1BA). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient pour la recherche sur la fonction plaquettaire, la thrombose et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Human CD42b mAb
Remarques/Alias	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; chaîne alpha de la glycoprotéine plaquettaire Ib
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2811
GeneID	2811
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-531 du CD42b humain (NP_000164.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07359
Poids moléculaire	72kDa
Expédition	Sac de glace