


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Humain Cd44 Pour Fc - P16070

Numéro d'article: CM0011986



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD44 humain (P16070), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur le homing des lymphocytes, l'adhésion et la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc Lapin anti-Humain CD44 APC
Remarques/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	960
GeneID	960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-178 du CD44 humain (NP_000601.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16070
Poids de la protéine	82kDa
Expédition	Sac de glace