

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd45Rb Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P08575-9

Numéro d'article: CM0011049

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD45RB humain (isoforme 7 de PTPRC) pour la cytométrie en flux. Détecte le CD45RB humain, l'antigène commun des leucocytes. Idéal pour la recherche en immunophénotypage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD45RB conjugué à l'APC
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5788
Identifiant du gène	5788
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-463 du CD45RB humain (XP_006711537.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08575-9
Expédition	Sac de glace