

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Cd47 Pour Cytométrie En Flux - Q08722

Numéro d'article: CM0006242



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC ciblant le CD47 humain (IAP/OA3/MER6) pour cytométrie en flux. Validé avec un immunogène recombinant (aa 19-139), réagit chez l'humain. Masse moléculaire 31-35 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain CD47
Remarques / Alias	IAP ; OA3 ; MER6
Espèce	Humain
GenelD (humain)	961
GenelD	961
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19 à 139 du CD47 humain (NP_001768.1))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08722
Masse de la protéine	31 kDa / 33 kDa / 35 kDa
Expédition	Sac de glace