

Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Cd48, Sans Glycérol Pour Cytométrie En Flux - P09326

Numéro d'article: CM0009349



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD48 humain (SLAMF2), sans glycérol, validé pour la cytométrie en flux. Adapté à l'immunophénotypage des cellules hématopoïétiques et aux études fonctionnelles des interactions immunitaires médiées par CD48.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM APC lapin anti-humain CD48, sans glycérol
Remarques / Alias	BCM1 ; BLAST ; hCD48 ; mCD48 ; BLAST1 ; SLAMF2 ; MEM-102
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	962
GeneID	962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-220 de CD48 humain (NP_001769.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09326
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet de glace