

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Cd66A/Ceacam1 Conjugués À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P13688

Numéro d'article: CM0010968



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD66a/CEACAM1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Utile pour le profilage des cellules immunitaires, les études sur les cellules T, les cellules NK et les cellules tumorales. Reconnaît le CEACAM1 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Lapin anti-Humain CD66a/CEACAM1 mAb
Remarques/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molécule d'adhésion cellulaire 1 liée à l'antigène carcino-embryonnaire
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	634
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-428 du CD66a/CEACAM1 humain (NP_001703.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P13688
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace