


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Humain Cd81 Pour Cytométrie En Flux - P60033

Numéro d'article: CM0011598



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD81 humain (TAPA-1). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps détecte une tétraspanine impliquée dans la signalisation des lymphocytes B et l'entrée virale. Idéal pour la recherche en immunologie et virologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC lapin anti-humain CD81
Remarques / Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	975
GeneID	975
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-199 du CD81 humain (NP_004347.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60033
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac isotherme