


Anticorps Monoclonal Apc De Lapin Anti-Cd9 Humain Pour Fc - P21926

Numéro d'article: CM0008442



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD9 humain, une tétraspanine impliquée dans l'adhésion cellulaire, l'activation plaquettaire et la métastase tumorale. Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC) (FC).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin APC anti-CD9 humain
Remarques/Alias	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	928
GeneID	928
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 du CD9 humain (NP_001760.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21926
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace