

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd95/Fas Humain Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P25445

Numéro d'article: CM0005956



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD95/FAS humain (Apo-1, TNFRSF6). Validé pour la cytométrie en flux, adapté aux études d'apoptose, de tolérance périphérique et de recherche sur l'homéostasie des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD95/FAS humain conjugué à l'APC
Remarques/Alias	APT1 ; CD95 ; FAS1 ; APO-1 ; FASTM ; ALPS1A ; TNFRSF6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	355
GeneID	355
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-173 du CD95/FAS humain (NP_000034.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25445
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace