


Anticorps Monoclonal Apc Lapin Anti-Humain Egfr Pour Cytométrie En Flux - P00533

Numéro d'article: CM0011294



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'APC ciblant l'EGFR humain, validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 335-525). Idéal pour la recherche en oncologie et signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Lapin anti-Humain EGFR mAb
Remarques/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1956
GenelD	1956
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 335-525 de l'EGFR humain (NP_005219.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids Protéique	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Expédition	Sac de glace